

FICHE PRODUIT

Fil de suture polyester non résorbable usp 1, Aiguille 1/2 Cir conique 30 mm

Référence : SOC-7400130

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Fil de suture polyester non résorbable type Multifilament tressé

Spécifications:

USP 1,

Aiguille 1/2 Cir conique 30 mm

Métrique: 75 cm

EP: 4

Autres

Enduit: Silicone

Couleur: Vert / Blanc

Réaction tissulaire : Minimale

Résorption: Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif

Conditionnement Boîte de 12 pochettes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fils-de-suture/17661-fil-de-suture-polyester-non-resorbable-usp-1-aiguille-1-2-cir-conique-30-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com