

FICHE PRODUIT



Oxymètre de pouls portable, Modèle UT100

Référence : SOC-UT100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Oxymètre de pouls portable, Modèle UT100

Description du produit

Oxymètre de pouls portatif avec écran couleur éclairé
Grande mémoire interne
Avec affichage de l'indice de perfusion et seuils d'alarme
Limites d'alarme réglables
Capteur SpO2, piles, housse de protection, sangle de transport inclus

applications

Appels à domicile
Service de secours
Clinique
Soins à domicile
Pour les adultes, les enfants et les nouveau-nés

Configuration standards:

1. Unité principale UT100

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

2. Capteur de SpO2 pour adultes
3. Manuel de l'utilisateur
4. Liste d'emballage
5. Sangle de suspension
6. Chargeur AC
7. Housse de protection

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/17663-oxymetre-de-pouls-portable-modele-ut100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com