

FICHE PRODUIT



Unité dentaire mobile, modèle GU-P302A

Référence : SOC-GUP302A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Descriptif:

Unité dentaire mobile, modèle GU-P302A

Caractéristiques

Propulsé par un compresseur d'air

Cet appareil dentaire vétérinaire est livré avec un compresseur d'air sans huile de 600 W dans un boîtier en métal qui est esthétique. Le compresseur fournit une grande puissance mais ne produit pas beaucoup de bruit.

Pièces à main haute et basse puissance

Cet équipement vétérinaire est équipé de deux jeux de pièces à main. Une pièce à main à haute vitesse atteignant une vitesse de 200,00 à 300 000 tr / min, idéale pour percer les dents, et une pièce à main à petite vitesse, atteignant des vitesses de 20 000 à 30 000, ce qui la rend idéale pour le polissage. Les deux pièces à main sont capables d'éjecter de l'eau tout en évitant leur surchauffe.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Seringue eau et air à 3 voies

Utile pour enlever les débris et le sang lors de l'exécution des soins dentaires

Détartreur à ultrasons

Idéalement alimenté par le compresseur d'air. Aucune unité séparée requise. Les pointes de détartrage peuvent être enlevées et remplacées

Unité d'aspiration basse puissance

Ceci fournit un moyen supplémentaire de garder les débris en dehors de votre zone dentaire.

Lumière de traitement

Ceci est utilisé pour des procédures dentaires avancées telles que la restauration de dents

Pédale

Rend le fonctionnement des pièces à main très simple. Une pédale pour contrôler toutes les pièces à main.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/compresseurs-pour-soin-dentaires/17664-unite-dentaire-mobile-modele-gu-p302a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com