


FICHE PRODUIT

Embout buccal réutilisable pour adultes pour spiromètre MIR

Référence : SOC-910307SAC

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Embout buccal réutilisable pour adultes pour spiromètre MIR

Embout buccal en plastique adulte réutilisable pour spiromètres MIR - 120 pcs.

S'utilise avec les spiromètres spirolab, Minispir, spirotank, spirotoc,

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/mesure-de-la-pression-pulmonaire/17666-embout-buccal-reutilisable-pour-adultes-pour-spirometre-mir.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com