

FICHE PRODUIT



Filtre antibactérien rond pour spiromètre MIR

Référence : SOC-910302

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Filtre antibactérien rond pour spiromètre MIR

Carton de 100

Ce produit doit être utilisé avec : spirolab spirolab II spirolab III spirolab III b/n spirobank spirobank usb spirobank G spirobank G usb spirobank II spirobank II new spirotel spirodoc spirodoc Spiro Only Minispir new Minispir MiniSpir Oxy MiniFlowmeter

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/mesure-de-la-pression-pulmonaire/17668-filtre-antibacterien-rond-pour-spirometre-mir.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com