

FICHE PRODUIT



Technologie STAR DISH, ergots de ventilation: 0

Référence : PHB-SD90

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Technologie STAR DISH,

- Ergots de ventilation: 0.
- La particularité de la technologie STAR DISH est l'injection centrale qui permet une répartition régulière et homogène de la matière:

Boîtes de pétri compartimentées,

- Rondes.
- Compartiments: 4.
- Possibilité de couler des milieux différents dans chaque compartiment des boîtes de pétri ou de travailler des échantillons différents avec un même milieu
- Diamètre (Ø) des boîtes de pétri: 90.
- Meilleure planéité = économie de milieu.
- Légèreté = réduction des déchets.
- Ces boîtes sont rondes, ultra légères et renforcées par de fins croisillons injectés dans le fond.
- Ils permettent une délimitation de 4 surfaces de la boîte pour le screening et le comptage des colonies.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Ø x hauteur: 90 x 13,50 mm.
- Poids: 10,70 g.

Conditionnement minimum de vente: 600.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/technologie-star-dish/1767-technologie-star-dish-ergots-de-ventilation-0.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com