

FICHE PRODUIT



Corbeille papier 16 litres noir

Référence : SOC- 931070

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Corbeille à papier économique

Matériau : polypropylène souple et résistante

Rebord de préhension

Capacité : 16 litres

Dimensions (H x Diamètre) : 320 x 300mm

Couleur : noir

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/poubelles/17674-corbeille-papier-16-litres-noir.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com