

FICHE PRODUIT



Injecteur intradermique modèle U225

Référence : SOC-U225A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Injecteur intradermique modèle U225

Le U225® peut être utilisé pour effectuer des traitements aussi bien sur le visage que sur le reste du corps, de façon constante et répétable avec un grand choix de fréquence d'injection.

Le U225® est un injecteur intradermique équipé d'un dispositif électropneumatique, une spécificité unique qui permet d'obtenir puissance, durabilité, et cohérence. Ainsi la haute fréquence permet une application quasiment sans douleur.

Le U225 est un dispositif médical de classe II.a. certifié CE0459 et ISO 13485. A utiliser à la discrétion du professionnel de santé formé et sous sa responsabilité.

Ses avantages:

Séparation de l'aiguille et de la seringue

Ce principe permet d'éliminer tous les phénomènes vibratoires et assure une parfaite linéarité dans le déplacement de l'aiguille.

Haute fiabilité & précision

Le U225 grâce à son système unique de blocage, limite la perte de produit. Sa conception garantit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

un usage intensif, une grande précision et une fiabilité éprouvée.

Profondeur d'injection réglable

Avec le U225, le praticien peut régler finement la pénétration de l'aiguille entre 1 et 10mm.

Configuration standard

- Injecteur intradermique U225
- Fiche mâle Europe pour Alim 12v ACM06US12
- Coffret découverte de 10 Kits Mesbio pour U225
- Compresseur TC-30 240V50Hz

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pousse-seringues-medicaux/17677-injecteur-intradermique-modele-u225.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com