

FICHE PRODUIT



Spectrophotomètre UV/Vis Zuzi, double faisceau, model 4510/7

Référence : SOC-4510/7

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description:

Spectrophotomètre UV/Vis Zuzi, double faisceau, model 4510/7

Spécifications

Système optique : Double faisceau

Source lumineuse : Lampe au xénon

Détecteur : Photodiode au silicium

Gamme de longueurs d'onde : 190-1100nm

Largeur de bande spectrale : 1,8 nm

Écran : Écran tactile de 10,1 pouces

Support de cellule standard : Support automatique pour 5 cellules

Fonctions : Test de photométrie; Test quantitatif; Scanner de longueur d'onde; Kinétique;

DNA/Protéine; Gestion de fichiers; Utilitaires système; Vérification des performances; Scanner temporel; Composant double; Méthode personnalisée

Interface : USBx2, Ethernet, HDMI, VGA

Alimentation électrique : 100-240VAC, 50/60Hz, 140W

Dimensions : 580(L)×420(P)×235(H) mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Poids : 17 kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/spectrophotometre-biochimie/17679-spectrophotometre-uv-vis-zuzi-double-faisceau-model-4510-7.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com