

FICHE PRODUIT

Tensiomètre tout-en-un connecté OMRON EVOLV

Référence : SOC-253040

Description du produit

- DESCRIPTION

En moyenne, l'Evolv effectue 3 mesures consécutives en 10 minutes. Il est doté de l'indicateur d'installation correcte et de battement irréguliers du cœur, ce qui permet d'obtenir des mesures fiables et de détecter d'éventuelles anomalies. A savoir qu'avec des brassards standards, une personne sur 3 prend mal sa tension. De plus, ce tensiomètre convient aux femmes enceintes et aux femmes souffrant de prééclampsie. Il a été principalement conçu pour un usage à domicile. Enfin, l'appareil doit être utilisé dans un environnement faisant entre 10 et 40 degrés avec un taux d'humidité variant de 15 à 90% sans condensation.

Caractéristiques

Tout-en-un : aucun tube, aucun câble

Brassard Intelli Wrap Cuff (préformé Medium/Large 22-42 cm)

Connecté via OMRON connect Intellisense Technology

Validation clinique spécifique pour femmes enceintes et femmes souffrant de pré eclampsie

Indicateur de battement irrégulier

Indicateur d'installation correcte

Détection des mouvements du corps

Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)

Alimentation : Piles

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Mémoire : 100 mesures stockées dans la mémoire interne

Nombre illimité de mesures sur l'application

Dimensions : LxIxh (cm) 12x2x8.5

Poids : 0,240Kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/auto-tensiometres-automatiques/17680-tensiometre-tout-en-un-connecte-omron-evolv.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com