

FICHE PRODUIT



Tensiomètre électronique au poignet RS1 V2

Référence : SOC-522040

Description du produit

- DESCRIPTION

Le RS1 est un tensiomètre léger, compact et précis, adapté à toutes les morphologies corporelles. Il dispose d'un grand écran permettant d'afficher simultanément la diastole, la systole, le pouls, et l'heure et est doté de la technologie IntelliSense.

Il détecte l'apparence de battements cardiaques irréguliers durant la mesure et transmet un signal d'avertissement avec les relevés. Il a été conçu essentiellement pour une utilisation générale à domicile.

Caractéristiques :

Symbole « OK » confirmant le bon enroulement du brassard

Lecture de la dernière mémoire

Signal sonore indiquant la fin de la prise de tension

Périmètre de poignet : 13,5 à 21,5 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Alimentation : Piles

Autonomie : 300 mesures

Affichage : Mouvements corporels , Pression du pouls, Pulsations cardiaques irrégulières

Dimensions : (LxIxh) cm : 8x2x6

Poids : 0.085Kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/auto-tensiometres-automatiques/17681-tensiometre-electronique-au-poignet-rs1-v2.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com