

FICHE PRODUIT

Tensiomètre électronique au poignet OMRON RS3 IT

Référence : SOC-405230

Description du produit

Le Tensiomètre RS3 Intelli IT est un moniteur numérique destiné à la mesure de la tension artérielle et du pouls chez les patients adultes dont la circonférence du poignet varie de 13,5 cm à 21,5 cm. Le RS3 indique l'hypertension mais également l'arythmie, c'est un appareil facile d'utilisation, fiable et compact, parfaitement adapté aux particuliers.

Caractéristiques

Symbole « OK » confirmant le bon enroulement du brassard

Lecture de la dernière mémoire

Signal sonore indiquant la fin de la prise de tension

Périmètre de poignet : 13,5 à 21,5 cm

Technologie Bluetooth fonctionnant avec l'application gratuite OMRON CONNECT

Alimentation : Piles

Autonomie : 300 mesures

Affichage : Mouvements corporels , Pression du pouls, Pulsations cardiaques irrégulières

Dimensions : (LxIxh) cm : 8x2x6

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Poids : 0.085Kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/auto-tensiometres-automatiques/17682-tensiometre-electronique-au-poignet-omron-rs3-it.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com