

FICHE PRODUIT

Pèse personne mécanique 136 kg JOLETI

Référence : SOC-DE100852

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Caractéristiques techniques

Grand cadran pour une meilleure lecture de votre poids.

Plateau caoutchouc antidérapant.

Courseurs colorés pour un meilleur suivi de votre poids.

Tarer avant utilisation.

Coloris blanc/chromé.

Poids : 3,16 kg

Portée : 136 kg Graduation : 500 g

Dimensions : L. 43 x l. 28 x H. 5,5 cm.

Garantie : 2 ans

Appareil non homologué pour un usage médical mais destiné à un usage privé.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/17686-pese-personne-mecanique-136-kg-joleti.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com