

FICHE PRODUIT

Glacière électrique portable réfrigérateur et congélateur 48 litres

Référence : SOC-103GGD

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Glacière électrique dotée d'un système puissant de réfrigération et de congélation dit à compresseur, performant quelles que soient les températures extérieures, la congélation descend jusqu'à -22°C.

Glacière connectée utilisable avec l'application mobile CFX3 en Wifi ou bluetooth pour contrôler la réfrigération ou congélation à distance.

Caractéristiques techniques

Equipements :

- 1 câble de connexion 12/24 V ;
- 1 câble de connexion 100/240 V ;
- Panier métallique amovible ;
- Poignées robustes rabattables en aluminium pour un transport aisé ;
- Port USB 5V, 2A ;
- Bouchon de vidange ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

-Notice d'utilisation.

Technologie :

-Interface tactile pour déterminer et contrôler la température de la glacière ;

-Eclairage intérieur à LED ;

-Connexion : Bluetooth,WiFi ;

-Système de protection dynamique de la batterie à 3 niveaux pour éviter d'avoir la batterie de voiture déchargée.

Dimensions :

-Glacière : H 480 x L 720 x P 455 mm ;

-Câble de raccordement : longueur de 2 m.

-Poids : 20.4 kg.

Volume :

-Brut (EN62552) : 55 l ;

-Stockage - total (EN62552) : 48 l.

Puissance :

-Tension d'entrée (AC) : 100-240 V ;

-Tension d'entrée (DC) : 12/24 V ;

-Fréquence d'entrée : 50/60 Hz ;

-Courant d'entrée nominal (AC) : 0.98A à 100V, 0.41A à 240V A ;

-Courant d'entrée nominal (DC) : 8.7 A ;

-Puissance d'entrée nominale (AC) : 50 W ;

-Consommation d'énergie 12 V DC (température ambiante = 32 °C, température interne = 4 °C) : 1.1 Ah/h ;

-Consommation énergétique moyenne en AC (EN62552) : 0.2265 kWh/24h.

Performance :

-Classe climatique (EN62552) : N/T ;

-Classe énergétique UE (1060/2010/EC) A++ ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

- Réfrigérant : type R134a ;
- Quantité de fluide réfrigérant : 45 g ;
- Equivalent en CO2 : 0.064 t ;
- Type d'isolation : en Polyurethane (épaisseur de 55 mm).

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/glacieres/17687-glaciere-electrique-portable-refrigerateur-et-congelateur-48-litres.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com