

FICHE PRODUIT

Coffret avec alarme pour défibrillateur, modèle Aivia IN

Référence : SOC-190325

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **Coffret pour défibrillateur modèle Aivia IN** est un accessoire d'intérieur, de protection des défibrillateurs. Il est sans ventilation, avec alarme sonore et visuelle. Il fonctionne Sur batterie 2 piles AA-LR6 Alcaline

Cet équipement est Résistant aux intempéries et offre une solution de rangement sécurisée pour les dispositifs médicaux vitaux.

Ce modèle est équipé d'un système de sécurité avec alarme et d'un système d'éclairage nocturne par led flash.

Il s'agit d'un boîtier fonctionnant avec deux piles qui, dès ouverture du capot, se déclenche automatiquement via alarme visuelle (leds rouges clignotantes) et sonore (80 dB).

NB : le coffret ne doit jamais être installé directement exposée au soleil au risque d'exposer le défibrillateur à des températures excessives.

A l'ouverture de la porte, l'alerte visuelle est donnée par le clignotement des voyants rouges.

L'alarme sonore est activée pendant 30 secondes à l'ouverture de la porte.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques Techniques:

Température : Fonctionne de 0 à 40°C
Alimentation : 2 piles AA-LR6 Alcaline livrée avec
Consommation électrique : minimale = 0.8mA / maximale = 75mA
Puissance sonore : 90dB / 1 mètre
Autonomie : supérieure à 1 an
Humidité relative : 95% max sans condensation
Poids maximum supporté pour un défibrillateur : 5kg
Altitude maximum : 2000m
Dimensions : 414x200x340mm
Poids : 2kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-moniteur-defibrillateur/17688-coffret-avec-alarme-pour-defibrillateur-modele-aivia-in.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com