

**FICHE PRODUIT**

## GLACIERE ISOTHERME 05 LITRES

Référence : SOC-FT112400

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

- Description

La glacière isotherme 05 litres est idéale pour le transport de produits de santé.

**Bénéfices :**

- Facile à nettoyer
- Réutilisable
- Sécurité renforcée
- Protection antivols

**Caractéristiques techniques :**

Durée : 24h

Plage de température : 2°C ÷ 8°C

Volume : 5 Litres

Poids : 6,3 Kg

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

Dimensions extérieures (L x l x h) : 510 x 250 x 240 mm

Dimensions charge utile : 395 x 160 x 85 mm

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/glacieres/17690-glaciere-isotherme-05-litres.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**


9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

## Photos du produit



**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)