

FICHE PRODUIT

REFRIGERATEUR DE LABORATOIRE (0°C à 15°C) MODELE LABO 468 PRO ACTIVE

Référence : SOC-LAB468015

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Ce réfrigérateur de laboratoire est équipé de 4 étagères plastifiées et réglables en hauteur, reposent sur des supports.

Les étagères peuvent, en option, reposer sur des rails de support. Des tiroirs, des tôles en aluminium et des paniers en fil de fer sont également disponibles.

Ce réfrigérateur de laboratoire est équipé d'un système de refroidissement par air pulsé qui s'arrête automatiquement à l'ouverture de la porte et assure ainsi une température uniforme.

La différence de température est ainsi réduite au minimum.

Caractéristiques techniques :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Capacité	460 l
Plage de la température	0°C to +15 °C
Tension	220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Puissance raccordée	75 Watts
Consommation normale	0,8 KWh / 24 h
Dimensions extérieures (y compris distance par rapport au mur et poignée de porte)	74 x 77,5 x 189 (l x p x h in cm)
Dimensions intérieures	60 x 57 x 128 (l x p x h in cm)
Dimensions extérieures avec porte ouverte à 90°	74 x 142 (l x p in cm)
Dimension de étagère	59 x 50 (l x p in cm)
Charge maximale étagère	40 kg
Poids	113 kg / 127 kg (net / brut)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur-pour-vaccin-0-15/17691-refrigerateur-de-laboratoire-0-a-15-c-modele-labo-468-pro-active.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com