

FICHE PRODUIT



Technologie STAR DISH NESTING ALPINE, ergots de ventilation: 4

Référence : PHB-SDNA90EA

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Technologie STAR DISH NESTING ALPINE,

- Ergots de ventilation: 4.
- STAR DISH NESTING ALPINE est la dernière évolution des boîtes technologie STAR DISH.
- Ces boîtes possèdent sur le couvercle un anneau qui permet une excellente stabilité à l'empilement.
- Pas de croisillon sur le couvercle.
- Parfaitement adaptées aux automates à couler les milieux.
- Ø x hauteur: 90 x 15,40 mm.
- Poids: 11,30 g.

Condition minimum de vente: 600.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/technologie-star-dish/1770-technologie-star-dish-nesting-alpine-ergots-de-ventilation-4.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com