

FICHE PRODUIT



Brancard standard en toile Modèle 58

Référence : SOC-BTAF258

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques

- Poids 10 kg
- Poignées bois, armature alliage aluminium
- Longueur : 2,30 m
- Longueur toile : 1,80 m
- Largeur déplié : 60 cm env

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/brancard-amovible/17704-brancard-standard-en-toile-modele-58.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com