

FICHE PRODUIT

Fauteuil roulant dossier fixe V500 light

Référence : SOC-V50033

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Le V500 light est le fauteuil le plus léger de sa gamme. Pour un usage temporaire ou permanent, il accompagne son utilisateur pour plus d'autonomie dans sa vie quotidienne ou encore dans les transports.

Ce fauteuil est équipé :

- Accoudoirs légers amovibles
- Freins avec poignée longue et rabattable, idéal pour les transferts
- Repose-pieds escamotables vers l'intérieur et l'extérieur et amovibles
- Pliage compact facile pour le transport ou le stockage
- Hauteur d'assise réglable (sur 4 positions)
- Dossier et poignées de poussée ajustables en hauteur
- Angle d'assise ajustable 0-10°
- Manchettes d'accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques techniques

- Poids : 14,85 kg
- Poids max. supporté : 130 kg
- Matière : Aluminium
- Largeur assise : 39 à 50 cm
- Largeur hors tout : 59 à 70 cm
- Profondeur assise : 44 cm
- Hauteur assise : 50 cm
- Pliable : Oui
- Diamètre roues : 15 cm
- Repose pieds amovible : Oui
- Profondeur hors tout : 101 cm
- Freins : Avec freins
- Accoudoirs amovibles : Oui
- Hauteur hors tout : 86 à 92 cm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuils-roulant/17705-fauteuil-roulant-dossier-fixe-v500-light.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com