


FICHE PRODUIT

Attelle à dépression pour jambe complète

Référence : SOC-44761CIR

Description du produit

- Description

L'attelle à dépression assure l'immobilisation complète d'une jambe blessée d'une victime, du lieu de l'accident au lieu de prise en charge. Rapide d'installation et hautement efficace. Elle est fabriquée en toile polyester avec enduction PVC

Dimensions : 67 x 114 x 28 cm

Pour jambe complète

Sangles amovibles

Version en polypropylène

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17707-attelle-a-depression-pour-jambe-complete.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com