

FICHE PRODUIT



Moniteur défibrillateur DEFIGARD Touch 7

Référence : SOC-062010

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Le moniteur Défibrillateur Defigard Touch 7 regroupe les fonctions de défibrillation et de monitoring dans un seul et même appareil compact et léger. Il est le premier défibrillateur/moniteur d'urgence doté d'un écran tactile ce qui en fait l'appareil le plus intuitif du marché. Il est également équipé de solutions de transmission de données ultra modernes.

Caractéristiques Techniques

- ECG, 6 à 12 dérivations
- ECG diagnostique avec interprétation ETM
- Mesure non-invasive de la tension artérielle
- SpO2 MASIMO Rainbow® (SpCO, SpMet, PI), avec pléthysmogramme
- EtCO2 (flux principal ou flux latéral)
- Mesure invasive de la tension artérielle
- Imprimante Bluetooth
- ePCR ready

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Température
- DSA
- Défibrillation manuelle (sync/async)
- Stimulateur transcutané
- Aide au massage cardiaque
- Métronome
- Transmission des données par réseau cellulaire ou wi-fi

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-defibrillateur/17708-moniteur-defibrillateur-defigard-touch-7.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com