

FICHE PRODUIT

Sac d'oxygénothérapie DOPPLER Dimatex

Référence : SOC-170053

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Le sac d'oxygénothérapie DOPPLER DIMATEX est conçu pour transporter une bouteille d'oxygène de 2 ou 5 litres. Fabriqué en polyamide 1680D, il est imperméable, antistatique et bactériostatique. Équipé de poches latérales et frontales, il offre une visibilité optimale grâce à son intérieur orange fluo.

Sa capacité généreuse de 56 litres permet de transporter aisément une bouteille d'oxygène de 2 ou 5 litres, ainsi que le matériel annexe nécessaire aux interventions.

Caractéristiques techniques :**Extérieur :**

- Tissu polyamide 1680D, imperméable, anti-statique et bactériostatique
- Double curseur aluminium YKK jauge 12 avec tirette de préhension, plombable
- 2 sangles de maintien de la bouteille
- Double bande rétroréfléchissantes microprisme
- Portage dos par bretelles anatomiques et portage main par une poignée moulée antidérapante

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 2 poches latérales fixes
- 1 large poche frontale fixe

Intérieur :

- Intérieur haute visibilité orange fluo
- Peut contenir 1 bouteille d'O² de 2 ou 5 litres

Couleur disponible : rouge et bleu

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17710-sac-d-oxygenotherapie-doppler-dimatex.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com