

FICHE PRODUIT



Sac à dos SAFE-BAG

Référence : SOC-902135180

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Le sac à dos Safe Bag est fabriqué en tissu très résistant, imperméable et lavable. Elle st équipée de fermetures Éclair de la marque YKK®. Son intérieur est modulable grâce à ses 6 modules repositionnables, deux poches latérales et deux poches frontales zippées ainsi qu'une bande réfléchissante 3M®.

Caractéristiques technique

Poids : 2,6 kg.

Couleur rouge

Dimensions : 54 x 50 x 35 cm.

Grande capacité de transport

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17711-sac-a-dos-safe-bag.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com