

FICHE PRODUIT



Cefoxitin, Disques pour antibiogrammes

Référence : SOC-22250

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

• CARACTERISTIQUES

- Conditionnement: 5 x 50 disques.
- CE.
- Température: -20 - 8°C.
- Concentration: 30 µg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microbiologie-de-laboratoire/17721-cefoxitin-disques-pour-antibiogrammes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com