

FICHE PRODUIT

Microtubes Maximum 1,5 ml cristal

Référence : AXY-MCT17MR

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Microtubes Maximum 1,5 ml cristal; * Conditionnement: carton de 5 000 et sac de 250; * Condition minimum de vente: boîte de 250.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microtubes-maximum/1775-microtubes-maximum-1-5ml-cristal.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com