

FICHE PRODUIT



Microtubes Maximum 2,0 ml

Référence : AXY-MCT2MR

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Microtubes Maximum 2,0 ml; * Conditionnement: carton de 5 000 et sac de 250; * Condition minimum de vente: boîte de 250.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microtubes-maximum/1776-microtubes-maximum-2-0ml.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com