

FICHE PRODUIT

Thermocycleur standard 96 puits Modèle TC1000-S

Référence : SOC-TC1000S

Description du produit

Le Thermocycleur TC1000-S proposé est doté d'un grand écran tactile couleur de 7 pouces pour une programmation facile avec un logiciel convivial. Cet écran tactile LCD intuitif pour un contrôle en temps réel de la température expérimentale. Quelques caractéristiques fonctionnelles du Thermocycleur TC1000-S - Capacité du bloc d'aluminium (inclus) : 96 tubes PCR de 0,2 ml, plaque à 96 puits ou barrettes de 8 et 12 tubes PCR. - Plage de température de chauffage : 4-105 °C. - Plage de température du couvercle : 30-110°C. - Résolution de l'affichage de la température : $\pm 0,1$ °C. - Précision du contrôle de la température [à 55 °C] : $\pm 0,3$ °C. - Uniformité de la température [à 55 °C] : $\pm 0,3$ °C. - Vitesse maximale de chauffage/refroidissement : 5 °C/sec. - Six structures Peltier à haute performance pour un contrôle précis de la température. - Système de contrôle de la température supérieur avec deux options : programmer la température du bloc ou programmer la température estimée à l'intérieur du tube. - Couvercle thermique réglable en hauteur avec fonction anti-évaporation de l'échantillon. - Fonction de test sous tension pour un diagnostic interne rapide. Protection contre la mise hors tension avec récupération automatique du programme. - Système de fichiers défini par l'utilisateur : max. 30 segments de 99 cycles, max. 16 dossiers et 16 fichiers dans chaque dossier. - Fonction d'arrêt automatique du couvercle chauffant si la température du module est inférieure à 30°C. - Compatible avec la plupart des tubes PCR universels et des plaques PCR à 96 puits. - Dimensions : 280 x 370 x 250 mm - Tension : 100-240V / 50-60Hz. - Poids : 11Kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers-automates-de-laboratoire/17760-thermocycleur-standard-96-puits-modele-tc1000-s.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com