

FICHE PRODUIT

Chariot de dissimulation de corps électrique, hauteur variable

Référence : SOC-CHAR2001

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description Le chariot de dissimulation de corps est l'élément indispensable pour transférer les défunts depuis le lieu de décès jusqu'à la morgue. Son faible empattement et ses roues pivotantes le rendent très maniable même dans les endroits les plus difficiles (ascenseurs, couloirs,). Il est réglable en hauteur, et permet le transfert des défunts du lit au chariot, puis au chariot de soins ou élévateur. Il permettra une charge maximum de 230 Kg. Il dispose d'une batterie haute capacité permettant une centaine de montées / descentes pour chaque recharge de batterie. Le chariot est équipé de 4 roues à bandages souples diamètre 200 mm dont 2 avec freins. 2 sangles à attaches rapides permettent le maintien du corps pendant le transport. La bâche en forme de U ouvert est mise en place par une seule personne. La fermeture est obtenue par 2 bandes Velcro sur la hauteur. Dissimulation complète du défunt. Rangement spécialement prévu sous le chariot pour la bâche et les arceaux. Dimensions plateau : Largeur 60 cm Longueur 190 cm + 7,5 cm de poignée de manipulation soit 197.5 cm en tout. Dimensions chariot : Longueur hors tout position basse : 214 cm (incluant la batterie). Hauteur minimum sans bâche : 67 cm / avec bâche : 113 cm Hauteur maximum sans bâche : 93,5 cm / avec bâche : 139 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariots/17761-chariot-de-dissimulation-de-corps-electrique-hauteur-variable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com