


FICHE PRODUIT

Couverture de survie isothermique 2 couches

Référence : SOC-23195

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description La couverture de survie isothermique est conçue pour les interventions d'urgence. Elle permet d'envelopper un blessé et d'éviter la perte de chaleur corporelle. Son matériau élastique épouse la totalité du corps et isole l'air dans des cellules, lui offrant des qualités thermiques optimales. Elle se ferme à l'aide d'une fermeture autoadhésive et réutilisable permettant d'apporter des soins au blessé plus facilement. À la fois étanche et isotherme, elle protège contre le froid, le vent et la pluie. Elle sert dans les cas de lutte contre l'hypothermie. Elle permet de couvrir une victime pour la protéger en cas d'accident : accident de la route, malaise, blessure, etc. Légère et solide, emballage ultra-compact pour un rangement facile dans les sacs d'urgence des secouristes, dans les trousseaux de secours et les armoires à pharmacie des entreprises.

Caractéristiques techniques

Matériaux : - Matériau élastique épousant la forme du corps ; - Deux couches de film OPP métallisé étirable ReflexcelITM (revêtement métallique réfléchissant la chaleur). Coloris : orange

Dimensions ouverte : L 233 x l 195 cm. Poids : environ 242 g (emballage inclus)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17762-couverture-de-survie-isothermique-2-couches.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com