

FICHE PRODUIT



KIT VITA-EOSINE POUR SPERMOGRAMME

Référence : SOC-B028340

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Caractéristiques techniques :

Emballage : Kit

Composition :

- Eosine en solution 1x100ml
- Nigrosine en solution 1x100ml

Nombre de tests : 1000 lames

Durée de mois : 24 mois

MPUP : Non

Application : Cytologie : spermogramme, évaluation du pourcentage de spermatozoïdes vivants et morts.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/kit-ral-555-et-recharges/17765-kit-vita-eosine-pour-spermogramme.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com