

FICHE PRODUIT

Autoclave vertical 50 litres, Modèle vertical classe S SA-300VFA

Référence : SOC-SA-300VFA

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'Autoclave vertical 50 litres, Modèle vertical classe S SA-300VFA:

- Fonction de pré-vide: N/A * Contrôle de stérilisation: par pression.
- Système de remplissage d'eau: remplissage automatique.
- Séchage: séchage automatique.
- Dimensions: 480 (D) x 600 (W) x 1 000 (H) mm.
- Dimensions de la chambre: 300 x 710 mm (D).
- Consommation de l'eau par cycle: 1 000 ~ 1 200 cc.
- Capacité de la chambre: 50 litres.
- Poids brut: 71 kg.
- Affichage de température: mesure.
- Affichage de pression: indicateur de pression.
- Affichage: affichage LED Indications:

* porte fermée,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * niveau d'eau bas,
- * affichage de surchauffe.
- Puissance d'énergie: 2 900 W / 13 Amp, Heater / 2 300 séchage à sec / 600 W.
- Choix de programme * 121°C / 135°C, * emballé / non emballé, * sec / humide * liquide * choix spécial de programmes.
- Choix de température de stérilisation: 121°C / 135°C.
- Choix de fonction spéciale: programme de stérilisation de liquides.
- Séchage: 30 minutes par programme d'installation.
- Séchage à vide: N/A.
- Soupape de sécurité de pression: initialisation 2.6 kg / cm².
- Protection en cas de surchauffe: * température protégée par programme * dispositif de protection de température indépendant * Protection de surcharge électrique: oui.
- Protection en cas de surpression: soupape de sécurité.
- Indication de fermeture de porte: microcontact au niveau du capteur de la fermeture de la porte.
- Capteur du niveau d'eau dans la chambre: oui.
- Fermeture automatique de la porte sous pression: fermeture de la porte grâce à un soufflet en silicium.

Accessoires standards

- 1 bouteille 2 000 cc.
- 1 pince agrippante en INOX
- 2 paniers en INOX.
- 1 couverture chauffante.
- Aucun disjoncteur: 2 installations internes .
- Norme: CE0434

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-verticale/1777-autoclave-vertical-50-litres-modele-vertical-classe-s-sa-300vfa.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com