

FICHE PRODUIT



Tube d'irrigation réutilisable pour colonne d'endoscopie (pompe d'irrigation) Lot de 03

Référence : SOC-S963258

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Tube d'irrigation réutilisable pour colonne d'endoscopie (pompe d'irrigation)

Lot de 03

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/endoscopie/17772-tube-d-irrigation-reutilisable-pour-colonne-d-endoscopie-pompe-d-irrigation-lot-de-03.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com