

FICHE PRODUIT



Plateau pour armoire de stockage des endoscopes

Référence : SOC-404085C

Points forts

- délais : 5 Jours
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Plateau compatible avec l'armoire mobile de stockage des endoscopes Réf: SOC-ANIMOBILE

Condition de vente: Minimum 2 plateaux

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/endoscopie/17773-plateau-pour-armoire-de-stockage-des-endoscopes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	5 Jours
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com