

FICHE PRODUIT



Autoclave vertical 50 litres, Modèle vertical classe S SA-300VLA

Référence : SOC-SA-300VLA

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques Autoclave vertical 50 litres, Modèle vertical classe S SA-300VLA:

- Fonction de pré-vide: N/A.
- Contrôle de stérilisation: par température.
- Système de remplissage d'eau: remplissage automatique.
- Séchage: N/A.
- Dimensions: 480 (D) x 600 (W) x 1 000 (H) mm.
- Dimensions de la chambre: 300 x 700 mm (D).
- Consommation de l'eau par cycle: 1 000~1 200 cc.
- Capacité de la chambre: 50 litres * Poids brut: 71 kg.
- Alimentation: 230 V, 50 / 60 Hz.
- Affichage de température: affichage numérique.
- Affichage de pression: indicateur de pression.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Affichage: lampe d'indication Indications:

* porte fermée,

* niveau d'eau bas,

* affichage de surchauffe.

- Puissance d'énergie: 2 300 W / 10 Amp, Heater / 2 300 W.

- Choix de programme: programme de stérilisation des liquides.

- Choix de température de stérilisation: 105°C / 136°C.

- Choix de fonction spéciale: programme de stérilisation de liquides.

- Séchage: N/A * Séchage à vide: N/A.

- Soupape de sécurité de pression: initialisation 2.6 kg / cm².

- Protection en cas de surchauffe: contrôle de niveau d'eau indépendant du dispositif de protection de température.

- Protection de surcharge électrique: oui

- Protection en cas de surpression.

- Interrupteur de protection de pression.

- Soupape de sécurité

- Indication de fermeture de porte: microcontact au niveau du capteur de la fermeture de la porte.

- Capteur du niveau d'eau dans la chambre: oui.

- Fermeture automatique de la porte sous pression: fermeture de la porte grâce à un soufflet en silicium.

Accessoires standards:

- 1 bouteille 2 000 cc.

- 1 pince agrippante en INOX.

- 2 paniers en INOX.

- 1 couverture chauffante.

- Aucun disjoncteur: 2 installations internes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

- Norme: CE0434.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-verticale/1778-autoclave-vertical-50-litres-modele-vertical-classe-s-sa-300vla.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com