

FICHE PRODUIT



Cellule à numération à usage unique KovaSlide à 4 puits

Référence : SOC-KOVAS4

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cellule à numération à usage unique KovaSlide à 4 puits

- Lame de cellules à numération à usage unique Kova Slide

Application

- Analyse microscopique qualitative des urines

Avantages

- L'échantillon peut être examiné soit directement soit après centrifugation
- Ne nécessite pas l'utilisation d'une lamelle
- Usage unique : pas de risque de contamination

Applications multiples:

- * Analyse microscopique qualitative et quantitative des urines;
- * Numération des sédiments urinaires;
- * Cytologie du LCR;
- * Spermogramme;
- * Élément de comptage en culture cellulaire et virologie;
- Les échantillons peuvent être examinés directement ou après centrifugation;
- Lame à 4 cellules individuelles quadrillées en plastique pour analyse qualitative: KOVAS4;
- Nouvelle grille haute définition;
- Dimensions de la lame (L x l x H) mm : 81 x 32 x 2;
- Dimensions de la grille : 3 x 3 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Profondeur de la grille: 0,1mm;
- Volume de liquide retenu dans la grille: 0,9µl;
- Quadrillage : 9 cases subdivisées en 9 petits carrés;
- Fiche technique/mode d'emploi disponibles sur demande;
- Dimensions de la lame (L x l x H) mm: 76 x 26 x 2;
- Quadrillage composé de 9 carrés.

2.5.0.0

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/kovas-slide/178-coffret-de-100-lames-de-4-cellules.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com