

FICHE PRODUIT

Cuve à ultrason, Modèle SONICA 2400ETH

Référence : SOC-2400ETH

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

• Caractéristiques

- Capacité: 4,5 litres
- Dimensions Cuve: 240 x 140 x 100 mm.
- Puissance moyenne absorbée sans chauffage: 130 W.
- Puissance absorbée avec chauffage: 305 W.
- Puissance HF: 520 W p-p.
- Fréquence ultrasons: 45 Khz $\pm$ 5%.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ultrasonsm/1780-cuve-a-ultrasons-modele-sonica-2400eth.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com