


FICHE PRODUIT

Détendeur d'oxygène

Référence : SOC-AMC1189039

Description du produit

Le régulateur de pression gaz médicaux AmcareMed (réf. 1189039) est une solution tout-en-un conçue pour simplifier la gestion des gaz comprimés dans les établissements de santé, ambulances ou cabinets. Il combine la vanne d'isolation, le détendeur, le débitmètre, le port-remplissage et la poignée de préhension en une unité compacte, permettant une connexion directe sur cylindre ou sortie industrielle.

Caractérisé par une pression d'entrée maximale de 4 000 psi ($\approx$ 276 bars) et un débit pouvant atteindre 25 L/min, il est conforme aux standards CGA et conçu pour un usage avec divers gaz médicaux : oxygène, air médical, azote, protoxyde d'azote, hélium, etc.

Le boîtier plastique, léger et muni d'une poignée, protège le corps du régulateur et protège également les éléments délicats comme le manomètre et le corps de valve, facilitant la manipulation et le transport — particulièrement utile en situation mobile ou d'urgence.

Grâce à sa configuration intégrée, ce régulateur simplifie les installations, réduit les raccords et les potentiels points de fuite, tout en augmentant la fiabilité opérationnelle — un atout essentiel pour tout service de soins intensifs, transport sanitaire ou infrastructure médicale exigeante.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxygenotherapie-et-accessoires/17831-detendeur-d-oxygene.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com