

FICHE PRODUIT



Centrifugeuse réfrigérée de paillasse

Référence : SOC-NF400R

Description du produit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

	NF 400	NF 400R
Vitesse maximum	4.100 rpm	
RCF maximum	2819xg	
Capacité du tube	Rotor libre: 4x100 ml / Rotor angulaire: 30x15 ml	
Système de contrôle	N-Prime™ Contrôle par microprocesseur programmable	
Plage de réglage de la vitesse	1.000-4.100 rpm	
Étape de réglage de la vitesse	10 rpm	
Plage de réglage de la minuterie	1-99 minutes and hold position	
Étape de réglage de la minuterie	1 minute	
Accélération / Freinage	10/10	
Plage de température	-	-9°C / +40°C
Réglage de la température	-	1°C
Moteur	Moteur à induction	
Corps et couvercle	Acier enduit de poudre époxy-polyester	
Chambre	Acier inoxydable	

DIMENSIONS:

Dimensions ext. (LxPxH) mm	380x475x335	680x530x390
Dimensions de l'emballage (LxPxH) mm	440x510x570	870x650x570
Poids net / emballé (kg)	26/32	60/74

INFORMATIONS ELECTRIQUES:

	NF 400	NF 400R
Power Consumption	450 W	750 W
Power Supply	230 V / 50-60 Hz (115 V / 60 Hz)	230 V / 50-60 Hz

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-basses-vitesses/17833-centrifugeuse-refrigeree-de-paillasse.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com