

FICHE PRODUIT

Bouchons pour tubes en plastique à Dia int.: 11 mm

Référence : SOC-OBA11

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Bouchons pour tubes en plastique à Ø int.: 11 mm :

- * En polyéthylène + colorant;
- * Type d'obturateur: à ailettes;
- * Pour tubes: SOC-TH4, CEB-TH5PS, CEB-TH5PP, SOC-TH5G et SOC-TH5APG;
- * Couleurs disponibles: naturelle translucide, blanche, rose, verte, jaune, bleue, grise, orange, rouge, lilas, noire, marronne;
- * Conditionnement: 5 x 2 000;
- * Condition minimum de vente: 2 000.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bouchons-pour-tubes-en-plastique/1784-bouchons-pour-tubes-en-plastique-a-int-11mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com