

FICHE PRODUIT

Poche polyvalente anti-choc RACK-L

Référence : SOC-SEC1578

Description du produit

La **poche polyvalente anti-choc RACK-L** est conçue pour protéger efficacement votre matériel médical lors de vos interventions. Robuste, fonctionnelle et adaptable, elle s'attache facilement à la ceinture ou à un sac grâce à son système de fixation RACK/clip sécurisé.

Fabriquée en **matériaux résistants aux chocs**, cette poche est idéale pour le transport d'appareils sensibles, d'outils de diagnostic, d'accessoires de premiers secours ou d'EPI. Son **rembourrage intérieur anti-choc** offre une protection optimale contre les impacts, l'humidité et les conditions d'utilisation exigeantes.

Caractéristiques principales

- **Compatible système RACK** : fixation sûre, rapide et universelle.
- **Protection anti-choc** : parois rembourrées pour sécuriser le matériel fragile.
- **Grande polyvalence** : adaptée aux professionnels de santé, secouristes, techniciens et équipes mobiles.
- **Fermeture zippée renforcée** : ouverture large pour un accès rapide.
- **Tissu haute résistance** : conçu pour les environnements exigeants.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Compacte et légère** : idéale pour l'export quotidien.
- Dimensions : Petit modèle : H 20 x l 36 x P 8 cm

Utilisations recommandées

- Secours & urgence (ambulanciers, pompiers, premiers répondants).
- Infirmiers, médecins en visite à domicile.
- Techniciens biomédicaux ou paramédicaux.
- Transport et protection d'accessoires diagnostiques (oxymètre, tensiomètre compact, instruments).
- Rangements modulaires dans sac d'intervention ou sacoche médicale.

Avantages pour les professionnels

- Organisation optimale et accès immédiat au matériel essentiel.
- Fiabilité sur le terrain grâce à une construction robuste.
- Compatibilité universelle avec d'autres modules RACK.
- Prolonge la durée de vie du matériel grâce à son système anti-choc.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17841-poche-polyvalente-anti-choc-rack-l.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com