

FICHE PRODUIT



Eprouvette graduée PP, 100 ml

Référence : SOC-EP100PP

Description du produit

Spécificités :

Fabriquées en polypropylène

Base hexagonale

Avec graduation permanente en relief

Dimensions approximatives.

h= 250 mm

O.I. Ø : 28 mm

O.D. Ø : 30.5 mm

Vendu en lot de 14

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/17853-eprouvette-graduee-pp-100-ml.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com