


FICHE PRODUIT

Giemsa, Flacon de 500 ml

Référence : SOC-HS003

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Le **colorant Giemsa** est un **dispositif médical de diagnostic in vitro** utilisé pour la **coloration différenciée des noyaux et du cytoplasme** des types cellulaires, principalement les cellules sanguines. Il s'agit d'un **colorant de Romanowsky** permettant d'étudier la morphologie des érythrocytes, leucocytes et plaquettes sur **frottis de sang, moelle osseuse ou autres fluides biologiques, séchés à l'air**.

Ce colorant est **indispensable en hématologie clinique** pour mettre en évidence des **anomalies morphologiques**, repérer des parasites ou détecter des altérations pathologiques. L'interprétation des résultats doit être réalisée par un **professionnel qualifié**, en l'intégrant aux données cliniques et biologiques du patient.

Le flacon de **500 ml** permet une utilisation en laboratoire pour des analyses de routine ou spécialisées.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coloration-des-frottis-sanguins/17855-giems-may-500ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com