

FICHE PRODUIT

May-Grünwald en solution, 500ml

Référence : SOC-HS004

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **colorant May-Grünwald** est un **réactif de coloration de type Romanowsky** destiné à l'usage en **hématologie et histologie** pour la coloration différentielle des cellules sanguines et de leurs composants.

Il est utilisé sur des **frottis sanguins, frottis de moelle osseuse, fluides corporels ou tissus**, après séchage à l'air, afin de mettre en évidence la **morphologie des érythrocytes, leucocytes et plaquettes** ainsi que, le cas échéant, des parasites.

Ce colorant fournit une **information qualitative précieuse sur l'état physiologique ou pathologique des échantillons**, lorsqu'il est interprété par un professionnel qualifié dans un laboratoire.

Il est conditionné dans un **flacon de 500 ml**, adapté à une utilisation régulière en laboratoire clinique ou de recherche.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coloration-des-frottis-sanguins/17856-may-grunwald-en-solution-500ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com