

FICHE PRODUIT

Bac de trempage instrubac (couvercle sans fente)

Référence : SOC-ANI-IBACSF2L

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **Bac de trempage Anios avec couvercle plein** est un accessoire professionnel conçu pour faciliter le traitement hygiénique des instruments médicaux souillés. Fabriqué en polypropylène robuste, ce bac permet l'immersion sûre des instruments dans des solutions de pré-désinfection ou de désinfection adaptées. Grâce à son panier intérieur et à son couvercle plein, le bac minimise les éclaboussures et le contact direct avec les solutions chimiques, assurant ainsi une hygiène optimale dans votre cabinet, clinique ou centre de soins.

Parfait pour les procédures manuelles de nettoyage, ce bac de trempage est un équipement essentiel pour les professionnels de santé soucieux de l'efficacité et de la sécurité du processus de désinfection.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/17858-bac-de-trempage-instrubac.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
volume - 2 litres	SOC-ANI-IBACSF_2L	
volume - 5 litres	SOC-ANI-IBACSF_5L	
volume - 10 litres	SOC-ANI-IBACSF_10L	

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com