

FICHE PRODUIT

Flacon en PTFE col large

Référence : SOC-FRAT-025

Description du produit

Les flacons en PTFE à col large sont des récipients de laboratoire très résistants, reconnus pour leur excellente inertie chimique et leur stabilité thermique sur une large plage de températures, allant généralement de -200°C à +280°C. Leur large ouverture facilite le remplissage, l'échantillonnage et le nettoyage.

25	33	19	61
100	52	35	88
250	67	42	115

Vendu à l'unité.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/large-ouverture-50-a-2000-ml/17867-flacon-en-ptfe-col-large.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
flacons_capacite - 25 ml	SOC-FRAT-025-001	
flacons_capacite - 100 ml	SOC-FRAT-100-001	
flacons_capacite - 250 ml	SOC-FRAT-250-001	

Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com