

FICHE PRODUIT

Bocal en verre avec couvercle vissant en métal

Référence : SOC- TRTN-100

Description du produit

Le bocal en verre avec couvercle vissant en métal est un récipient polyvalent, largement utilisé pour le stockage alimentaire, la mise en conserve et les applications de laboratoire.

100	46	96	TO43	60
450	67	169	TO63	30
720	82	173	TO77	20
950	93	178	TO77	16

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-en-verre-transparent/17868-bocal-en-verre-avec-couvercle-vissant-en-metal.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
flacons_capacite - 100 ml	SOC-TRTN-100-060	
flacons_capacite - 450ml	SOC-TRTN-450-030	
flacons_capacite - 720 ml	SOC-TRTN-720-020	
flacons_capacite - 950 ml	SOC-TRTN-950-016	

Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com