

FICHE PRODUIT

Flacon gradué ISO en verre - grand format

Référence : SOC- SBG3-5K0

Description du produit

Les flacons gradués ISO en verre de grand sont fabriqués en verre borosilicaté 3.3 pour une durabilité maximale et une conformité aux normes de laboratoire. un matériau non toxique, très résistant aux chocs thermiques (autoclavable jusqu'à 140 °C) et aux produits chimiques.

Conformes à la norme internationale ISO 4796, ils possèdent un col à vis normalisé, assurant une bonne étanchéité avec les bouchons correspondants.

Pour les grands formats, le filetage est souvent GL 45 ou GL 80 pour les très grandes capacités, ce qui permet une ouverture large pour faciliter le remplissage et le nettoyage.

5 000 ml	186	330	GL45
10 000 ml	234	410	GL45
20 000 ml	299	505	GL45

Vendu à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-en-verre-transparent/17872-flacon-gradue-iso-en-verre-grand-format.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
flacons_capacite - 5000 ml	SOC-SBG3-5K0-001	
flacons_capacite - 10 L	SOC-SBG3-10K-001	
flacons_capacite - 20 L	SOC-SBG3-20K-001	

Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com