

FICHE PRODUIT

Élévateur de laboratoire - Premium Line

Référence : SOC-JACP-120-001

Description du produit

L'Élévateur de laboratoire - Premium Line est un équipement de laboratoire robuste, généralement en aluminium anodisé avec des vis en acier inoxydable résistant à la corrosion et aux rayures, conçu pour ajuster la hauteur des récipients et outils de laboratoire.

Caractéristiques Principales:

- Matériau : Aluminium anodisé avec vis en acier inoxydable. Le revêtement anodisé offre une protection contre la corrosion et les rayures.
- Couleur : Rouge.
- Dimensions : Longueur : 120 mm, Largeur : 140 mm, Hauteur maximale : 240 mm.
- Capacité de charge: 10 kg
- Fonctionnalité : Dispose d'un emplacement pour une tige de statif sur le plateau supérieur.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17875-eleveur-de-laboratoire-premium-line.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com