

FICHE PRODUIT



Tube à centrifuger PP 250ml stérile 6pcs/rack - BTE 24

Référence : SOC-622002

Description du produit

Les **tubes à centrifuger NEST Biotechnology à fond rond** 250ml (6 pcs/pack) sont spécialement conçus pour les **applications de laboratoire nécessitant fiabilité, résistance et sécurité**. Fabriqués en **polypropylène (PP) de haute pureté**, ils garantissent une excellente résistance chimique et mécanique, même lors de cycles répétés de centrifugation.

Leur **fond rond** favorise une répartition homogène des forces centrifuges et convient parfaitement aux protocoles d'analyses générales, de biochimie et de préparation d'échantillons. Les tubes sont dotés d'un **bouchon à vis hermétique**, réduisant efficacement les risques de fuites et de contaminations croisées.

Transparents et munis de **graduations précises**, ces tubes facilitent le contrôle visuel des volumes. Ils sont **exempts de DNase, RNase et pyrogènes**, ce qui les rend compatibles avec les applications sensibles en biologie, recherche scientifique et analyses médicales.

Compatibles avec la majorité des **centrifugeuses et rotors standards**, les tubes NEST constituent un consommable indispensable pour les laboratoires professionnels.

Caractéristiques techniques

- Marque : **NEST Biotechnology**
- Type : **Tube de centrifugation fond rond**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Matière : **Polypropylène (PP)**
- **Centrifugation maximale 7000 x g.**
- Transparence élevée
- La conception unique de la structure d'étanchéité du couvercle offre une double sécurité pour garantir l'étanchéité.
- Graduations lisibles
- La conception épaissie du fond conique augmente la limite centrifuge maximale.
- Bouchon à vis étanche
- Sans DNase / RNase / pyrogènes
- Haute résistance à la centrifugation
- L'échelle claire facilite la lecture des données.
- Usage laboratoire, recherche et analyses médicales
- Température tolérable -80 °C-120 °C.
- Stérilisation par faisceau d'électrons, SAL = 10-6
- 6 pcs/rack

Découvrez également notre sélection de Consommables de laboratoire adaptés aux analyses et prélèvements professionnels.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-centrifuger-fond-coniqu/17877-tube-a-centrifuger-pp-500ml-sterile-6-rack-bte-36.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com